

Mesurer la température d'un objet / d'une pièce à vivre

1. Assurez-vous que le thermomètre est éteint.
2. Appuyez et maintenez le bouton « M/M » pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'il affiche « °C »
3. Pointez le thermomètre vers l'objet à mesuré et maintenez une distance de 0 à 3 cm entre la sonde et l'objet mesuré. Pour la mesure d'une pièce à vivre, orienter le thermomètre en l'air à l'endroit souhaité.
4. Appuyez sur le bouton « SCAN » et vous pouvez obtenir la lecture après un bip.



Comment régler le mode silencieux et non silencieux ?

1. Laissez le thermomètre allumé.
2. Appuyez longuement sur le bouton « M/M » pendant 3 secondes pour changer de mode.



Comment vérifier les 35 ensembles de données de mémoire ?

1. Laissez le thermomètre allumé.
2. Appuyez brièvement sur le « M/M » pour entrer dans le mode mémoire.
3. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour vérifier les 35 ensembles de mémoires un par un. Si aucune valeur enregistrée, il affichera « ---- M ».



Comment changer de mode °C/°F

1. Ouvrez le couvercle de la batterie.
2. Utilisez l'interrupteur à bascule pour changer de °C/°F.



Guide d'utilisation rapide Thermomètre infrarouge



Attention

*Si la zone de détection est couverte de cheveux, de sueur ou de poussière, veuillez nettoyer la zone au préalable et prendre la mesure après 20 minutes.

*Avant de mesurer, assurez-vous toujours que l'utilisateur et le thermomètre se trouvent dans la même pièce depuis au moins 30 minutes.

*Nettoyez le conduit auditif avant de mesurer la température.

*A utiliser sur un enfant à partir de 1 an: tirez l'oreille vers l'arrière & le haut pour vous assurer que le conduit auditif est droit, visez le tympan.



* La valeur de température mesurée par le front peut être légèrement différente de la valeur mesurée par l'oreille.

*Après avoir mesuré la température de l'oreille, assurez-vous de nettoyer le capteur de la sonde de température à l'aide d'un cotons-tiges imbibé d'alcool pour nettoyer, s'il est difficile à nettoyer, vous pouvez le tremper dans un peu d'alcool pour le nettoyer. Après le nettoyage, conservez-le pendant plus de 15 minutes avant utilisation. La sonde n'est pas étanche, ne laissez pas le liquide pénétrer dans la sonde.



Mesurer la température du front



1. Placez la sonde du thermomètre au milieu du front, restez en contact ou maintenez une distance de 1 cm, appuyez et maintenez le bouton «SCAN», scannez vers la tempe.

2. Relâchez ensuite le bouton et entendez un bip, vous pouvez maintenant lire la valeur.



Mesurer la température de l'oreille



Retirer le couvercle de la sonde



Tirez l'oreille vers l'arrière & le haut, placez la sonde parfaitement dans le conduit auditif



Appuyez sur le bouton «SCAN»