



① Déplier le masque, le tenir par le haut (baguette) et passer les doigts dans les élastiques (côté bleu légèrement brillant à l'extérieur).



② La face absorbante (côté blanc) est à appliquer sur la bouche.



③ Positionner le masque sur le nez et la bouche en incluant le menton.



④ Accrocher le masque : passer les élastiques derrière les oreilles.



⑤ Modeler la barrette et ajuster la au contour du nez avec vos deux index.



⑥ Assurer l'étanchéité du masque : le nez, la bouche et le menton doivent être recouverts.

- Le masque est à changer immédiatement dès qu'il est mouillé, souillé ou mal positionné sur le visage : **une fois enlevé, il ne doit pas être réutilisé.**

- Après le retrait, il est **indispensable de se laver les mains** à l'eau et au savon ou se les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique.

- Il est recommandé de le jeter dans une poubelle si possible équipée d'un couvercle et munie d'un sac plastique, l'élimination se fait par la filière des ordures ménagères.

- Un double emballage est recommandé pour préserver le contenu du premier sac en cas de déchirure du sac extérieur, lors de la collecte.