

FICHE TECHNIQUE

SURBLOUSE DE PROTECTION A USAGE UNIQUE Réf : PR00004

Les surblouses jetables sont conçues pour être jetées après une seule utilisation. Faites en matériaux non tissés elles offrent une protection accrue contre la pénétration des liquides et/ou ou la transmission d'agents infectieux.









Surblouse non-tissé à usage unique

- → Fermeture à scratch
- → Poignets élastique
- → Taille unique (125 cm)
- → Coloris : Bleu

La surblouse non-tissé est fréquemment utilisée par les médecins, vétérinaires, et autres métiers médicaux et paramédicaux mais aussi utilisées en ateliers, en industrie agroalimentaire, restauration et collectivités.



Conforme à la directive Européenne 93/42/CEE relative au dispositive médicaux

Testé selon la norme EN 13795-1 : 2019 Vêtements et champs chirurgicaux

CONDITIONNEMENT

Emballage individuel Carton de 70


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1. Usage unique, élimination après utilisation.
- 2. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- 3. Veuillez cesser de l'utiliser en cas d'allergie ou événements indésirables.
- 4. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez le sac en plastique loin des bébés et des enfants.

MODE D'EMPLOI

- 1. Ouvrez l'emballage et sortez le produit.
- 2. Le lien de chaque manchette doit être vérifié avant de porter cette robe.
- 3. Veuillez retourner l'intérieur vers l'extérieur après utilisation, puis jetez-les dans un bac à «déchets dangereux».

Condition de stockage : Stocké dans un entrepôt bien ventilé, frais et sec, à moins de 80% d'humidité relative. Évitez la lumière directe du soleil et les gaz corrosifs.



4 rue des Frères Montgolfier ZI des Cressonnières 95500 GONESSE <u>msdiffusions@msdiffusions.eu</u> +33.1.72.52.24.31