

Pharmapulse

Oxymètre de pouls professionnel Mode d'emploi

1. Insérez des piles AAA dans l'oxymètre. Vérifiez bien que le contact est bon avec les piles. Si l'oxymètre ne s'allume pas, veillez à redresser le ressort de l'appareil à l'aide d'un couteau.
2. Appuyez sur le bouton "On" de l'appareil.
3. Mettez votre doigt dans l'oxymètre et attendez entre 5 et 6 secondes.
4. Votre saturation et votre rythme cardiaque vont apparaître.



Nous vous remercions sincèrement pour votre confiance !
Bonne continuation à vous,
L'équipe Pharmapulse